

Máscara de oxígeno de baja concentración



Especificaciones:

- Producto no estéril

Almacenamiento:

- Duración del producto: según fecha indicada en envase
- Idealmente mantener a $T^{\circ} < 30^{\circ}C$
- No exponer a luz solar directa

Origen

UK, China.

código	Máscara de oxígeno de baja concentración	Unid. / CAJA
20121205	MÁSCARA DE O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON OREJERAS Y TUBO, ADULTO	50
20121206	MÁSCARA DE O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON OREJERAS, ADULTO	50
20121207	MÁSCARA DE O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON OREJERAS, TUBO Y CLIP NASAL ADULTO	50
20121293	MÁSCARA O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON TIRAS Y TUBO, ADULTO	50
20121294	MÁSCARA O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON TIRAS Y TUBO, PEDIÁTRICA	50
20121295	MÁSCARA O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON TIRAS, ADULTO	50
20121296	MÁSCARA O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON TIRAS, ADULTO, SMALL	50
20121297	MÁSCARA O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON TIRAS, SIN TUBO, PEDIÁTRICA	50
20121298	MÁSCARA O2 BAJA CONCENTRACIÓN CON TIRAS, TUBO Y CLIP NASAL, ADULTO	50